



000/0160.021/20

Nitril handschoenen SMALL - ongepoederd

Nitril handschoenen zijn blauwe handschoenen die de gebruiker een extreem hoge tastgevoeligheid, comfort en beweeglijkheid garanderen. Bovendien passen zij zo goed, dat de drager ze na enige tijd nog nauwelijks voelt.

Eigenschappen

- Maat: Small. 100% nitril.
- Anti-allergisch (geen latex).
- Blauwe kleur - geschikt voor gebruik in de voedingsnijverheid: de nitril handschoenen voldoen aan de bepalingen overeenkomstig verordening nr. 1935/2004/EG inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
- Dun: grotere gevoeligheid.
- Goede grip.
- Niet gepoederd.
- Conform normen EN 455-1, 455-2, 455-3, ASTM D6319-00a en D412-06ae2.
- Solvent resistentie: 95% Ethanol.
- Eenmalig gebruik.
- 4 sizes: Small, Medium, Large en Extra large.

	S	M	L	XL
Lengte	Min. 240mm			
Dikte vingertop	Min. 0,12mm ± 0.03 mm			
Dikte handpalm	Min. 0,10mm ± 0.03 mm			
Breedte handpalm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	120 mm ± 10 mm
Treksterkte vóór aging	Min. 14 Megapascal			
Treksterkte na versnelde aging	Min. 14 Megapascal			
Rekweerstand voor aging	Min. 500%			
Rekweerstand na aging	Min. 500%			

Gebruik

- De handschoenen niet uittrekken aan de vingers, wel aan de handopening.
- Ambidexter: voor beide handen bruikbaar.



Inhoud

- Doos 100 stuks.

Bewaring

- Op kamertemperatuur bewaren.
- Direct zonlicht vermijden.
- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum indien geplaatst op een donkere, koele en droge plaats.
- Individueel product: zie verpakking.

Nitril handschoenen zijn medische hulpmiddelen.

Versie: 05/05/2024