

000/0160.413/20



MExT vingerling blauw

De MExT vingerling is een waterdichte harsen vingerling met een grote elasticiteit en soepelheid. Latexvrij!



Eigenschappen

- Afmetingen: Lengte: 75 mm (van de top tot de rand), diameter: 18 mm (binnenin). Waterdicht harsen vingerling. Gepoederd. Latexvrij. Grote elasticiteit en soepelheid. Naadloos. Fijngevoeligheid blijft behouden (kneedbare hars). Belemmert op geen enkele wijze de bloedcirculatie bij voortdurend gebruik. Keren na uitrekking geleidelijk naar hun oorspronkelijke vorm terug. Daardoor werken ze noch spannend noch knellend. Uitstekende niet-geleidende eigenschappen. Reukloos en geeft geen smaak af. Bestand tegen aliphatische koolwaterstof, zoals benzine en paraffine, verder tegen sterk kokende alcoholen, ethyleenglycol, butanol, e.a. Ook bestendig tegen vetten en mineraaloliën en tegen zuren en logen. Onbestendig tegen oxiderende zuren, zoals salpeterzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur. Ze worden ook min of meer sterk aangetast door in de laktechniek gebruikte oplos- en verdunmiddelen, zoals ester, keton, gechloorde koolwaterstof en benzol. De blauwe kleurstof vormt geen gevaar voor de gezondheid en mag in contact komen met voedingsstoffen.

Inhoud

- Doos 30 stuks.

Bewaring

- Expiry date: 3 jaar DOM.
- Bij kamertemperatuur en op een koele plaats bewaren.
- Verwijderd houden van direct zonlicht.

De MExT vingerling is een medisch hulpmiddel.

Versie: 03/05/2024