

000/0030.012/12



Steriel kompres 1/16 (8cm x 5 cm)

Het **MExT steriele kompres** heeft een goed absorptievermogen, een zeer grote treksterkte en behoudt zowel in droge als natte toestand zijn stevigheid.

Eigenschappen

- Afmetingen: 8 x 5 cm.
- Grote treksterkte: stevigheid blijft verzekerd in zowel droge als natte toestand.
- Zeer gripvast: ligt goed in de hand.
- Goede ventilatie: lucht- en waterdampdoorlatend.
- Samenstelling: 100% katoen.

Toepassingen

- Reiniging en afdekking van wonden, vooral in situaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de treksterkte van het materiaal.
- Eenmalig gebruik.

Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Individueel product: zie verpakking.

Het steriele kompres is een medisch hulpmiddel.

Versie: 05/05/2024