

000/5170.114/30

Infrarood thermometer



Eigenschappen

- Afmeting: 138 x 95 x 40 mm
- Snelle, contactloze meting op 1-3 cm
- Digitaal LCD-scherm met kleurcodes
- Geheugen: 32 laatste metingen
- Werkt op 2 AA-batterijen (meegeleverd!)

Toepassingen

3 standen: lichaam (voorhoofd), oppervlakte of kamer

Gebruik

Gebruiksaanwijzing: klik [hier](#)

Versie: 29/04/2024