



000/0070.011/20

Ycla, oogdouche (500ml)

Past op het [MExT Oogstation](#), voor een complete oog-EHBO binnen handbereik.

YCLA oogdouche met 0.9% natriumchloride voor eerstehulp-interventies.

Ook beschikbaar in [ampoules 20ml](#).



Eigenschappen

Fles met mono oogdop. Steriel. CE2460. Past op het [MExT Oogstation](#).

Toepassingen

Ycla is een EHBO-product voor oogspoeling.

Gebruik

Zie pictogrammen. Raadpleeg altijd een arts.



Inhoud

Fles 500 ml

Bewaring

Fles upside down bewaren: zo wordt meteen duidelijk als een fles al geopend is.

Vervaldatum: 3.5 jaar na productiedatum. Individueel product: zie verpakking.

Op kamertemperatuur bewaren (tussen 5-40°C).

Aanbevolen gebruikstemperatuur: 16°-38°C.

Ycla is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.

Versie: 22/09/2026