

000/0010.025/20



Cohesief verband 2,5cm x 4m

Het cohesief verband wordt gebruikt als fixatiewindsel.

Eigenschappen

- Elastisch verband op rol.
- Kleeft op zichzelf. Kleeft niet aan de huid, de wond of het haar.
- Kan met de hand afgescheurd worden.
- Laat de huid ademen.
- Wit.
- Individuele, transparante verpakking.

Toepassingen

- Fixatie van verbanden, kompressen ...
- Eenmalig gebruik.

Bewaring

- Vervaldatum: 48 maanden na productiedatum
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats tussen 10-25°C, geen direct zonlicht.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 26/04/2024