

000/5150.021/30



Reanimatiebalg met ballon

De reanimatiebalg met ballon dient om kunstmatige beademing toe te passen bij volwassen personen van meer dan 30 kg, kinderen tot 30 kg en kleine kinderen onder de 7 kg, die niet meer ademen.

Eigenschappen

- Volume zak: 1600 ml.
- Herbruikbare reanimatiebalg met ballon voor ervaren hulpverleners.
- Wordt niet steriel geleverd; autoclaveerbaar tot 125°C.
- Bij dit apparaat kan aanvullende zuurstof gebruikt worden.
- Anatomisch design voor comfort; neemt gemakkelijk de gezichtscontouren aan.
- Het 360° draaiende patiëntventiel staat een gebruik met zowel linker- als rechterhand toe.
- Volledig opvouwbaar – neemt weinig plaats in.
- Eenvoudig te demonteren en opnieuw samen te stellen.
- Eenvoudige reiniging met warm sopje.

Gebruik

Zie bijsluiter.



Inhoud

Bestaat uit: een balg, een masker voor volwassenen, een patiëntklep, een reservoirstak en 2 m zuurstofslang.

Bewaring

- Vervaldatum: 5 jaar na productiedatum onder normale omstandigheden en goed afgesloten verpakking.
- Verwijderd houden van zonlicht, ozon en extreme temperaturen.
- Bij normaal gebruik is geen regelmatig onderhoud nodig.
- Het is raadzaam om regelmatig te controleren of alle onderdelen nog ongeschonden zijn.

- Reiniging en sterilisatie: zie bijsluiter.

De reanimatiebalg met ballon is een medisch hulpmiddel klasse IIa (CE 0120).

Versie: 25/10/2025