

000/0050.051/30

Silvera, spray met zilverchloride en aloë vera

Silvera is een spray met zilverchloride en aloë vera steriele zoutoplossing. Reinigend, verlichtend en herstellend.



Eigenschappen

- Steriele isotone lagedrukspray voor de complete reiniging van beschadigde huid en slijmvliezen.
- De reiniging komt tot stand door de aanwezigheid van een licht oppervlakte-actieve stof en de mechanische werking van de spray, zonder schade toe te brengen aan nieuwgevormd weefsel.
- Heeft een preventieve werking op huiduitslag, ontsteking en/of irritatie, ook als gevolg van luiers.
- Het zilverchloridegehalte houdt de micro-omgeving van de wond onder controle.
- Bevat geen afgeleide producten van dierlijk weefsel.
- Kleurloos en geurloos.

- Geproduceerd in Europa.

Toepassingen

Voor het reinigen van huidlaesies, wonden, schaafwonden, brandwonden, blaren, erytheem, kwallen- en insectenbeten.

Gebruik

Spuit de oplossing rechtstreeks op het te behandelen oppervlak. Verwijder onzuiverheden met een steriel kompres. Herhaal de behandeling zo nodig 2 tot 3 keer per dag. Veeg de spuitmond na elk gebruik schoon. Herhaal de behandeling bij vervanging van elk verband. Flacon niet horizontaal houden bij het sprayen.

Inhoud

Spuitbus 125 ml

Bewaring

- Spuitbus op kamertemperatuur bewaren, goed gesloten en op een goed geventileerde plaats.
- Houdbaarheid: 3 jaar DOM.

Dit product is een medisch hulpmiddel class IIa. CE 0373 gekeurd.

Versie: 12/08/2026