



000/1000.562/10

Traveller

De Traveller is een stevige en praktische verzameltas voor EHBO onderweg. Kan gebruikt worden als schoudertas, draagtas en rugzak.



Eigenschappen

Afmetingen: 40 x 23 x 20 cm. Kleur: rood. Materie: Nylon. Moduleerbare compartimentering. Extra opbergvak vooraan. Bevat standaard 3 handige mini-pockets in geel, groen en rood. EHBO-instructiekaart (fr/nl) en 3 elastische houders voor pen, schaar, pincet in deksel. Fluorescerend label vooraan.

Toepassingen

Geschikt voor EHBO onderweg. Geschikt om MEX T-kits te bevatten.

Inhoud

Bevat een selectie aan de meest courante basis EHBO-materialen.

De MEX T Traveller bevat medische hulpmiddelen.

Versie: 02/05/2024