

000/0030.014/12



## Steriel kompres (10 x 10 cm)

Het **MExT** steriele kompres heeft een goed absorptievermogen, een zeer grote treksterkte en behoudt zowel in droge als natte toestand zijn stevigheid.

### Eigenschappen

- Afmetingen: 10 x 10 cm.
- Grote treksterkte: stevigheid blijft verzekerd in zowel droge als natte toestand.
- Zeer gripvast: ligt goed in de hand.
- Goede ventilatie: lucht- en waterdampdoorlatend.
- Samenstelling: 100% katoen.

### Toepassingen

- Reiniging en afdekking van wonden, vooral in situaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de treksterkte van het materiaal.
- Eenmalig gebruik.

### Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Individueel product: zie verpakking.

Het steriele kompres is een medisch hulpmiddel.

**Versie: 03/11/2024**